

	CÔNG TY TNHH LABHOUSE VIỆT NAM PHÒNG XÉT NGHIỆM
	QUY TRÌNH QUẢN LÝ THIẾT BỊ Mã tài liệu: QL.TC.018 Lần ban hành: 01.25 Ngày ban hành: 01/8/2025

BẢN GỐC

**TÀI LIỆU
ĐƯỢC KIỂM SOÁT**

	Người biên soạn	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Thị Thùy	Hồ Văn Cư	Nguyễn Thị Dung
Chức danh	Quản lý thiết bị	Trưởng phòng Xét nghiệm	Giám đốc
Ký tên			
Ngày	25/7/2025	29/7/2025	01/8/2025

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

MỤC LỤC

1. Mục đích.....	4
2. Phạm vi áp dụng.....	4
3. Trách nhiệm.....	4
4. Định nghĩa, thuật ngữ và các chữ viết tắt.....	4
4.1 Định nghĩa, thuật ngữ.....	4
4.2 Chữ viết tắt.....	4
5. Nội dung thực hiện.....	5
5.1 Yêu cầu thiết bị mới.....	5
5.2 Tiếp nhận thiết bị	5
5.3 Phân công người quản lý.....	6
5.4 Vận hành, sử dụng và kiểm soát thiết bị.....	7
5.5 Kiểm tra/ Hiệu chuẩn/ Bảo dưỡng thiết bị.....	8
5.5.1 Lập kế hoạch và chuẩn bị.....	8
5.5.2 Hiệu chuẩn.....	9
5.5.3 Xem xét kết quả hiệu chuẩn	9
5.5.4 Bảo dưỡng định kỳ/ dự phòng.....	10
5.6 Báo cáo sự cố thiết bị.....	10
5.7 Thanh lý thiết bị.....	11
6. Lưu hồ sơ.....	11
7. Tài liệu liên quan.....	12
8. Tài liệu tham khảo	12

1. Mục đích

Quy trình này đề ra các quy định trong kiểm soát thiết bị nhằm đảm bảo thiết bị xét nghiệm luôn hoạt động trong điều kiện tối ưu nhất.

2. Phạm vi áp dụng

Áp dụng tại phòng Xét nghiệm LabHouse trực thuộc công ty TNHH LabHouse Việt Nam.

3. Trách nhiệm

- Tất cả nhân viên trong Phòng phải tuân thủ theo những quy định của quy trình này.
- Lãnh đạo Phòng, Quản lý chất lượng có trách nhiệm giám sát sự tuân thủ quy trình này.

4. Định nghĩa, thuật ngữ và các chữ viết tắt

4.1 Định nghĩa, thuật ngữ

- Thiết bị phòng xét nghiệm bao gồm tất cả các thiết bị tham gia vào quá trình xét nghiệm thuộc trước, trong và sau xét nghiệm.
- Thiết bị xét nghiệm: Các thiết bị đóng vai trò quyết định trong giai đoạn phân tích, trực tiếp tham gia quá trình xét nghiệm và cho ra các kết quả xét nghiệm. Ví dụ: Máy xét nghiệm hóa sinh, miễn dịch, máy xét nghiệm huyết học, ...
- Thiết bị hỗ trợ: Các thiết bị tham gia một phần trong quá trình xét nghiệm. Ví dụ: Máy ủ ấm, máy ly tâm, pipet, tủ lạnh, nhiệt ẩm kế...
- Bảo dưỡng định kỳ: Bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, theo thời gian sử dụng và mức độ sử dụng thiết bị.
- Sửa chữa đột xuất: Máy móc, thiết bị đang vận hành phải dừng để sửa chữa do sự cố.

4.2 Chữ viết tắt

- QLCL: Quản lý chất lượng
- QLKT: Quản lý kỹ thuật
- QLTB: Quản lý thiết bị
- PXN: Phòng xét nghiệm
- KTV: Kỹ thuật viên
- VTTH: Vật tư tiêu hao
- TTB: Trang thiết bị
- BGĐ: Ban giám đốc
- NSX: Nhà sản xuất

5. Nội dung thực hiện

5.1 Yêu cầu thiết bị mới

- Phòng Xét nghiệm căn cứ vào nhu cầu đề xuất/ yêu cầu bổ sung thiết bị để đảm bảo hoạt động xét nghiệm theo biểu mẫu “Phiếu đề xuất thiết bị” mã số: BM.01.QL.TC.018 sau đó trình Ban giám đốc phê duyệt.

- Nếu đề xuất thiết bị được phê duyệt, QLTB chuyển đề xuất tới phòng mua hàng của công ty để thực hiện thủ tục tiếp theo.

5.2 Tiếp nhận thiết bị

- Trước khi lắp đặt thiết bị, PXN cần phải xác định yêu cầu cho việc lắp đặt thiết bị điền vào “Phiếu khảo sát điều kiện lắp đặt thiết bị” mã số BM.05.QL.TC.018, các thông tin bao gồm:

+ Vị trí lắp đặt: Phù hợp với luồng công việc, không ảnh hưởng tới hoạt động của nhân viên và thiết bị gần bên.

+ Điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) theo quy định của nhà sản xuất.

+ Nguồn điện phù hợp.

+ Kết nối với hệ thống thông tin PXN (khi phù hợp).

+ Hệ thống nước sạch, nước thải.

- Với những thiết bị đơn giản (pipet...) QLKT lắp đặt và sử dụng theo hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất. Với những thiết bị phức tạp (máy huyết học, máy sinh hoá-miễn dịch tự động...) sẽ do kỹ sư của hãng lắp đặt. Sau khi hoàn chỉnh, PXN tiếp nhận thiết bị.

- Khi nhận thiết bị:

+ QLKT kiểm tra tình trạng thiết bị, các thông số kỹ thuật và các tài liệu đi kèm.

+ Trưởng phòng quyết định nhân viên PXN tham gia đào tạo vận hành thiết bị do nhà cung cấp tổ chức, chứng chỉ được cấp lưu hồ sơ nhân viên. Nhân viên được đào tạo có trách nhiệm hướng dẫn, đào tạo các nhân viên còn lại để sử dụng thiết bị.

+ QLKT thực hiện kiểm tra chất lượng và nghiệm thu thiết bị.

- Nội dung nghiệm thu:

+ Chứng chỉ kỹ thuật của nhà sản xuất, phiếu bảo hành thiết bị (nếu có).

+ Hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

+ Thử nghiệm thiết bị nghiệm thu:

- Đối với các thiết bị thông dụng thì kiểm tra nghiệm thu ban đầu các thông số kỹ thuật vận hành của thiết bị và ghi chép lại nội dung kiểm tra.
- Với các máy xét nghiệm nên vận hành thử để kiểm tra đảm bảo thiết bị hoạt động tốt.

+ Thiết bị được sử dụng để đo phải có khả năng đạt được độ chính xác của phép đo thực hiện theo quy trình “QL.TC.022 - Quy trình lựa chọn và xác nhận giá trị sử dụng của QTXN - 01.25”. (Áp dụng bao gồm thiết bị được sử dụng trong phòng xét nghiệm, thiết bị cho mượn hoặc thiết bị được sử dụng trong các cơ sở chăm sóc tại chỗ hoặc trong các cơ sở liên quan hoặc di động, được phòng xét nghiệm uỷ quyền).

+ Biên bản nghiệm thu/Bàn giao thiết bị.

5.3 Phân công người quản lý

- Thiết bị lắp đặt tại phòng Xét nghiệm được Trưởng phòng giao cho các nhóm chuyên môn quản lý.

- Trưởng nhóm chuyên môn có trách nhiệm phân công người phụ trách trực tiếp thiết bị.

- Người được phân công phụ trách thiết bị đánh mã số cho thiết bị, biên soạn “Hướng dẫn vận hành thiết bị” và lập hồ sơ thiết bị bao gồm:

+ Lý lịch thiết bị (BM.03.QL.TC.018)

+ Nhận dạng thiết bị:

Mã của Phòng xét nghiệm . Mã thiết bị . Số thứ tự thiết bị
--

Trong đó:

- “Mã của Phòng xét nghiệm” được quy định như sau:

HH: Lĩnh vực Huyết học

VS: Lĩnh vực Vi sinh

SH: Lĩnh vực Sinh hóa

GPB: Lĩnh vực giải phẫu bệnh

- “Mã thiết bị”: Chữ viết tắt của tên thiết bị
- “Số thứ tự thiết bị”: Ba chữ số bắt đầu từ 001-999

+ Tên nhà sản xuất, kiểu máy, số seri và thông tin liên hệ.

+ Vị trí của thiết bị.

+ Ngày nhận, ngày đưa vào sử dụng và điều kiện khi nhận được.

+ Hướng dẫn lắp đặt, sử dụng của nhà sản xuất.

+ Biên bản lắp đặt/bàn giao thiết bị (theo biểu mẫu nhà sản xuất);

+ Nhật ký theo dõi trang thiết bị y tế (biểu mẫu BM.04.QL.TC.018)

+ Kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị (biểu mẫu BM.08.QL.TC.018);

+ Hồ sơ, giấy chứng nhận nghiệm thu, hiệu chuẩn, bảo dưỡng (nếu có);

- Hồ sơ thiết bị sẽ được lưu giữ theo yêu cầu của “Quy trình quản lý hồ sơ” mã số:

QL.TC.010.

5.4 Vận hành, sử dụng và kiểm soát thiết bị

- QLTB lập danh mục thiết bị của Phòng theo biểu mẫu “Danh sách thiết bị” mã số: BM.02.QL.TC.018.

- QLTB phân công cán bộ dán nhãn thiết bị bao gồm các thông tin sau:

CÔNG TY TNHH LABHOUSE VIỆT NAM

Tên thiết bị:

Mã TB:

Số seri:

Ngày bắt đầu sử dụng:

Người phụ trách:

- Thiết bị không sử dụng/hỏng hoặc đang trong quá trình sửa chữa/bảo dưỡng, ngừng hoạt động hoặc lỗi thời, sẽ được dán nhãn:

THIẾT BỊ HỎNG**ĐỀ NGHỊ KHÔNG SỬ DỤNG**

Ngày dừng sử dụng:

Xác nhận:

- Những người sử dụng thiết bị phải được đào tạo vận hành thiết bị theo đúng hướng dẫn vận hành đã phê duyệt. Nhân viên vận hành thiết bị phải ghi phiếu theo dõi sử dụng thiết bị theo biểu mẫu “Theo dõi hoạt động thiết bị” mã số: BM.06.QL.TC.018.

- Thực hiện vệ sinh cuối ngày sau khi sử dụng hoặc khi cần thiết (dính máu dịch, ...). Trước khi sửa chữa thiết bị thì người phụ trách cần thực hiện khử nhiễm thiết bị tất cả sẽ cập nhật vào biểu mẫu “Phiếu theo dõi khử nhiễm thiết bị” mã số: BM.09.QL.TC.017.

- Các thiết bị được bảo quản ở môi trường PXN phải phù hợp với yêu cầu của nhà sản xuất về nhiệt độ, độ ẩm.

- Xử trí khi thiết bị hỏng:

+ Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện được thiết bị không hoạt động, hỏng, sai khác phải dừng sử dụng, người phụ trách thiết bị lập “phiếu báo cáo sự cố thiết bị” BM.11.QL.TC.018

+ Người phụ trách thiết bị dừng các xét nghiệm trên thiết bị đang gặp sự cố và thông báo cho trưởng nhóm để liên hệ gửi ngoài các xét nghiệm (nếu không có máy back up).

+ Trong thời gian sửa chữa khắc phục, người quản lý thiết bị phải dán nhãn cảnh báo “Không sử dụng” ở nơi dễ quan sát nhất.

+ Trong trường hợp Phòng Xét Nghiệm không đủ năng lực để khắc phục sự cố, cần liên hệ với Bộ phận phụ trách thiết bị y tế của Công ty hoặc nhà sản xuất và thực hiện theo mục “5.6. Báo cáo sự cố thiết bị”.

+ Đối với các thiết bị xét nghiệm, người phụ trách tiến hành chạy kiểm tra chất lượng cho tất cả các chỉ số xét nghiệm được thực hiện trên thiết bị. Thiết bị chỉ được đưa vào sử dụng lại nếu tất cả các chỉ tiêu xét nghiệm đạt yêu cầu quy trình.

- Trong quá trình sử dụng, người sử dụng phải thực hiện các biện pháp và/hoặc sử dụng trang phục bảo hộ phù hợp để tránh lây nhiễm từ thiết bị bao gồm:

+ Thay đồ bảo hộ lao động trước khi vào phòng Xét nghiệm gồm quần, áo, giày dép, mũ, kính, khẩu trang theo yêu cầu An toàn lao động.

+ Thường xuyên đeo găng tay khi thao tác làm việc, bảo dưỡng hay tiếp xúc với các thiết bị xét nghiệm.

- Vận chuyển thiết bị:

+ Trước khi mang thiết bị ra ngoài phòng xét nghiệm cần kiểm tra tình trạng thiết bị, thiết bị có ổn định và hoạt động bình thường hay không.

+ Khử nhiễm thiết bị trước khi mang thiết bị ra ngoài để tránh lây nhiễm bệnh tật ra ngoài cộng đồng.

+ Cần đóng hộp thiết bị gọn gàng, có xốp chống sốc để tránh hư hỏng khi vận chuyển.

+ Trong quá trình vận chuyển phải dùng phương tiện phù hợp, không làm ảnh hưởng đến thiết bị.

+ Cần phải kiểm tra tình trạng thiết bị khi trở về phòng xét nghiệm, nếu thiết bị ổn định và hoạt động bình thường thì đưa vào sử dụng.

+ Người phụ trách thiết bị cần ghi chép đầy đủ theo biểu mẫu “Phiếu ghi nhận vận chuyển thiết bị” mã số: BM.07.QL.TC.018.

- Hàng tháng QLKT sẽ xem xét các biểu mẫu theo dõi và sử dụng thiết bị để phát hiện các xu hướng sai lệch của thiết bị và xử lý nếu cần thiết.

5.5 Kiểm tra/ Hiệu chuẩn/ Bảo dưỡng thiết bị

5.5.1 Lập kế hoạch và chuẩn bị

- Hàng năm QLKT xây dựng kế hoạch hiệu chuẩn/bảo dưỡng thiết bị của PXN và Trưởng phòng phê duyệt theo biểu mẫu “Kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị” mã số: BM.08.QL.TC.018.

- Với các thiết bị xét nghiệm (VD: Máy xét nghiệm sinh hóa – miễn dịch, máy xét nghiệm tế bào máu, máy xét nghiệm đông máu...) tần suất hiệu chuẩn, bảo dưỡng theo khuyến cáo của hãng sản xuất (xem Hướng dẫn vận hành thiết bị)

- Với các thiết bị hỗ trợ: (VD: Máy ly tâm, tủ ẩm, pipet, tủ lạnh...) tần suất hiệu chuẩn 01 lần/ năm.

5.5.2 Hiệu chuẩn

- Đơn vị thực hiện hiệu chuẩn có thể là nhà sản xuất thiết bị hoặc công ty cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn. Nơi hiệu chuẩn phải đáp ứng các yêu cầu của ISO / IEC 17025, có đầy đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Với những thiết bị cần sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn từ bên ngoài Trưởng phòng xem xét và đề xuất kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị với Ban giám đốc công ty để xin phê duyệt.

- Đối với thiết bị phải mang khỏi PXN thì những thiết bị này phải được khử nhiễm thiết bị bằng dung dịch khử nhiễm ví dụ: cồn 70%, chloramine B 0.1%, ... nhằm tránh lây nhiễm cho cán bộ thực hiện bảo dưỡng/hiệu chuẩn và cộng đồng. PXN có các biện pháp bảo quản đóng gói thiết bị khi vận chuyển. Sau khi thiết bị được sửa chữa/thay thế thì PXN sẽ phải kiểm tra như bước nghiệm thu trước khi đưa trở lại xét nghiệm.

5.5.3 Xem xét kết quả hiệu chuẩn

- Sau khi thiết bị được hiệu chuẩn, quản lý thiết bị cần xem xét, kiểm tra các chi tiết sau:

- + Loại thiết bị, số seri được hiệu chuẩn
- + Giá trị hiệu chuẩn
- + Hệ số hiệu chỉnh cho mỗi giá trị hiệu chuẩn thật.
- + Kết quả hiệu chuẩn.

- Việc thực hiện xem xét kết quả hiệu chuẩn dựa vào các tiêu chí sau:

+ Xem xét độ chính xác được công bố đối với thiết bị dựa trên hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

+ Xem xét hệ số hiệu chỉnh:

- **Nếu giá trị hiệu chỉnh nhỏ hơn giá trị của độ chính xác** thì thiết bị đó có thể sử dụng tiếp tục mà không cần hiệu chỉnh lại giá trị sai số.
- **Nếu giá trị hiệu chỉnh lớn hơn độ chính xác hoặc chuẩn xác định**, cần phải quan tâm đến giá trị sai số và xác định rõ giá trị này cần báo cáo tới lãnh đạo Phòng xét nghiệm để xem xét việc sử dụng giá trị hiệu chỉnh với trang thiết bị.

+ Đối với các thiết bị xét nghiệm sau hiệu chuẩn phải được thực hiện so sánh kết quả IQC hoặc EQA. Kết quả phải nằm trong giới hạn cho phép của NSX.

- Giá trị hiệu chuẩn gần nhất phải được thể hiện trên thiết bị bằng cách dán nhãn như sau:

Hệ số hiệu chỉnh

Mã thiết bị:
Hệ số hiệu chỉnh: (+/-).....
Ngày hiệu chuẩn:.....
Hiệu chuẩn bởi:

- Ghi lại hồ sơ việc xem xét kết quả hiệu chuẩn theo biểu mẫu “Phiếu đánh giá kết quả hiệu chuẩn” mã số: BM.09.QL.TC.018

5.5.4 Bảo dưỡng định kỳ/ dự phòng

- Việc bảo dưỡng định kỳ được xây dựng theo nguyên tắc sau :

+ Theo khuyến cáo của các hãng sản xuất.

+ Thời gian sử dụng thiết bị.

+ Tần suất sử dụng thiết bị.

+ Theo tình trạng thực tế của máy móc và thiết bị.

+ Theo yêu cầu của đơn vị sử dụng thiết bị.

- Việc bảo dưỡng định kỳ trang thiết bị được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ.

- Nhà cung cấp dịch vụ phải thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết trong hợp đồng đã ký dưới sự giám sát của nhân viên quản lý trang thiết bị.

- Thiết bị sau khi bảo dưỡng phải được kiểm tra, chạy thử đảm bảo các thông số kỹ thuật cần thiết.

- Mọi phụ tùng cần thay thế (nếu có) trong quá trình bảo dưỡng, nhà cung cấp dịch vụ phải thông báo cho Trưởng phòng xét nghiệm và được ghi đầy đủ trong biên bản bảo dưỡng - sửa chữa, nhật ký vận hành máy.

- Việc bảo dưỡng dự phòng trang thiết bị cần được thực hiện bởi Kỹ thuật viên xét nghiệm.

- Hàng ngày, nhân viên được phân công có trách nhiệm vệ sinh thiết bị, theo dõi nhiệt độ, độ ẩm phòng xét nghiệm, để đảm bảo thiết bị đang hoạt động trong điều kiện cho phép, theo dõi tại Bảng theo dõi nhiệt độ, độ ẩm phòng xét nghiệm theo quy trình 17. QL.TC.017 - Điều kiện tiện nghi và môi trường.

5.6 Báo cáo sự cố thiết bị

- Khi thiết bị gặp sự cố mà Phòng Xét Nghiệm không đủ năng lực để khắc phục, PXN cần liên hệ với nhà cung cấp thiết bị.

- Người phụ trách có trách nhiệm liên hệ với nhà cung cấp thiết bị khi có sự cố xảy ra.

- Người phụ trách giám sát việc xử lý sự cố cho đến khi thiết bị vận hành trở lại.

- Biên bản xử lý sự cố theo mẫu nhà sản xuất được ký nhận giữa người phụ trách và cán bộ kỹ thuật được lưu giữ vào hồ sơ thiết bị.

- Các thiết bị sau sửa chữa/thay thế được hiệu chuẩn theo các thông số cơ bản của nhà sản xuất và vệ sinh sạch sẽ trước khi bàn giao cho người phụ trách thiết bị.

- Quá trình sửa chữa, kiểm tra/hiệu chuẩn lại thiết bị được người phụ trách thiết bị cập nhật vào biểu mẫu “Nhật ký tình trạng máy móc, thiết bị” mã số: BM.04.QL.TC.018.

- Xử trí khi có thông báo của nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị: Khi một thiết bị gây ra sự cố hoặc tai nạn, có các thông báo từ NSX hay nhà cung cấp cần phải có một cuộc điều tra để xác định nguyên nhân gốc rễ và trách nhiệm.

+ Đối với các thông báo có thể khắc phục, điều chỉnh PXN phối hợp với NSX hoặc nhà cung cấp điều tra, khắc phục, báo cáo cho trưởng phòng xét nghiệm về sự thay đổi.

+ Đối với thông báo đặc biệt như thu hồi, cần phải báo cáo ngay cho Trưởng phòng xét nghiệm, Ban giám đốc để có phương án thay thế kịp thời.

+ Kết quả điều tra sau đó phải được báo cáo cho các bên liên quan, bao gồm nhà sản xuất, nhà cung cấp và các cơ quan quản lý. Ghi nhận báo cáo vào BM.11.QL.TC.018 “Phiếu báo cáo sự cố thiết bị”

5.7 Thanh lý thiết bị

- Khi thiết bị hư hỏng không thể phục hồi, QLKT phải lập báo cáo theo biểu mẫu “Phiếu yêu cầu thanh lý thiết bị” mã số: BM.10.QL.TC.018 gửi Ban giám đốc để báo cáo xử lý theo quy định.

6. Lưu hồ sơ

Tất cả các nội dung được lưu trữ trong hồ sơ “Quản lý trang thiết bị”. Thời gian lưu 05 năm.

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu
1.	Phiếu đề xuất thiết bị	BM.01.QL.TC.018
2.	Danh sách thiết bị	BM.02.QL.TC.018
3.	Lý lịch thiết bị	BM.03.QL.TC.018
4.	Nhật ký theo dõi trang thiết bị y tế	BM.04.QL.TC.018
5.	Phiếu khảo sát điều kiện lắp đặt thiết bị	BM.05.QL.TC.018
6.	Theo dõi hoạt động thiết bị	BM.06.QL.TC.018
7.	Phiếu ghi nhận vận chuyển thiết bị	BM.07.QL.TC.018
8.	Kế hoạch kiểm tra, hiệu chuẩn và bảo dưỡng thiết bị	BM.08.QL.TC.018
9.	Phiếu đánh giá kết quả hiệu chuẩn	BM.09.QL.TC.018
10.	Phiếu yêu cầu thanh lý thiết bị	BM.10.QL.TC.018
11.	Phiếu báo cáo sự cố thiết bị	BM.11.QL.TC.018

7. Tài liệu liên quan

Không áp dụng

8. Tài liệu tham khảo

- Tiêu chuẩn ISO 15189:2022 - Phòng xét nghiệm y tế - Yêu cầu về chất lượng và năng lực, 2022, The International Organization for Standardization (ISO)

- ARM 03 - Yêu cầu bổ sung đánh giá phòng xét nghiệm y tế, 2024, Văn phòng công nhận chất lượng quốc gia (BoA)

- Quyết định ban hành hướng dẫn xây dựng quy trình thực hành chuẩn trong quản lý chất lượng xét nghiệm số 5530/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2015.

- Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học ban hành kèm theo Quyết định số 2429/QĐ-BYT, Bộ Y tế, 2017.

Công ty TNHH LabHouse Việt Nam Phòng Xét nghiệm	Mã tài liệu: BM.01.QL.TC.018
--	------------------------------

PHIẾU ĐỀ XUẤT THIẾT BỊ

Kính gửi:.....

1. Người đề xuất

Họ tên:

Bộ phận:.....

Chức vụ:.....

2. Sự cần thiết đầu tư thiết bị

3. Yêu cầu về thiết bị

4. Điều kiện triển khai

- Thời gian lắp đặt:
- Nhân lực vận hành:
- Cơ sở vật chất:

5. Các đề xuất tham khảo (nếu có)

Thông tin	Thiết bị A	Thiết bị B
Tên thiết bị:		
Model:		
Hãng sản xuất:		
Nhà cung cấp:		
.....		

Trên đây là đề xuất của phòng Xét nghiệm kính trình Ban Lãnh đạo Công ty xem xét và cho ý kiến chỉ đạo để các bộ phận liên quan triển khai các công việc tiếp theo.

Người đề xuất

Giám đốc

Lần ban hành: 01.25	Lần sửa đổi: 0	Trang 1 / 1
---------------------	----------------	-------------

DANH SÁCH THIẾT BỊ

TT	Chuyên khoa	Tên thiết bị	Số serial	Mã thiết bị	Vị trí	Nhà sản xuất	Nhà cung cấp	Ngày nhận	Thời gian bắt đầu SD	Người quản lý
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

LÝ LỊCH THIẾT BỊ

Tên thiết bị:

Mã thiết bị:

Mã hiệu (model):

Số máy (serial number):

Hãng và nước sản xuất:

Nhà cung cấp:

Địa chỉ:

Người liên hệ:

Điện thoại:

Thời gian nhận thiết bị:

Thời gian sử dụng thiết bị:

Vị trí lắp đặt:

Tình trạng khi nhận máy: ☐ Máy mới ☐ Đã qua sử dụng ☐ Tân trang lại

Người phụ trách	Ngày bắt đầu phụ trách

Phụ kiện đi kèm:

.....
.....

Hiệu chuẩn: ☐ có ☐ không

Tần suất hiệu chuẩn:

Bảo trì: ☐ có ☐ không

Tần suất bảo trì:

Kiểm tra: ☐ có ☐ không

Tần suất kiểm tra:

NHẬT KÝ THEO DÕI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tên thiết bị:

Model:

Số máy:

Ngày bắt đầu sử dụng:

NHẬT KÝ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Năm:.....

TT	Tình trạng trước khi kiểm tra, bảo dưỡng	Nội dung kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng	Thời gian (giờ/ngày/tháng)		Đơn vị thực hiện	Đơn vị sử dụng (Ký, ghi rõ Họ tên)	Giám sát (*) (Ký, ghi rõ Họ tên)	Ghi chú
			Báo sửa	Hoàn thành				

PHIẾU KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Thông tin thiết bị

Tên thiết bị:

Model:

Hãng sản xuất:

Công ty cung ứng:

Ngày khảo sát:

Điều kiện lắp đặt:

Vị trí lắp đặt: phù hợp với luồng công việc.

☐ Có ☐ Không

Nhiệt độ: Độ ẩm:

☐ Có ☐ Không

Nguồn điện phù hợp:

☐ Có ☐ Không

Kết nối với hệ thống thông tin trong PXN.

☐ Có ☐ Không

Hệ thống nước sạch

☐ Có ☐ Không

Hệ thống xử lý nước thải

☐ Có ☐ Không

Nhân viên vận hành thiết bị được đào tạo

☐ Có ☐ Không

Kết luận:

Quản lý thiết bị

Trưởng phòng xét nghiệm

THEO DÕI HOẠT ĐỘNG THIẾT BỊ
THÁNG/.....

Ngày	Hiện trạng hoạt động (Bình thường, báo lỗi)	Số giờ hoạt động	Bảo dưỡng Hàng ngày	Bảo dưỡng hàng tháng	Ký tên	Ghi chú
1			☐	☐		
2			☐	☐		
3			☐	☐		
4			☐	☐		
5			☐	☐		
6			☐	☐		
7			☐	☐		
8			☐	☐		
9			☐	☐		
10			☐	☐		
11			☐	☐		
12			☐	☐		
13			☐	☐		
14			☐	☐		
15			☐	☐		
16			☐	☐		
17			☐	☐		
18			☐	☐		
19			☐	☐		
20			☐	☐		
21			☐	☐		
22			☐	☐		
23			☐	☐		
24			☐	☐		
25			☐	☐		
26			☐	☐		
27			☐	☐		
28			☐	☐		
29			☐	☐		
30			☐	☐		
31			☐	☐		

Quản lý thiết bị

PHIẾU GHI NHẬN VẬN CHUYỂN THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Mã Thiết bị	Model	Ngày đi	Tình trạng	Ký nhận	Ngày về	Tình trạng	Ký nhận

Quản lý thiết bị

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, HIỆU CHUẨN VÀ BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ

Năm:.....

STT	Tên thiết bị	Mã thiết bị	Nội dung	Đơn vị thực hiện	Thời gian tiến hành

Hà Nội, ngàytháng năm

Người lập

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

Năm:

Tên thiết bị:..... Mã thiết bị:.....

Số Seri:..... Hãng sản xuất:.....

Ngày thực hiện	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Kết luận

Quản lý thiết bị

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU YÊU CẦU THANH LÝ THIẾT BỊ

Kính gửi: BLĐ Công ty TNHH LabHouse Việt Nam

Thông tin người đề xuất

Người đề xuất:

Bộ phận:

Chức danh:

Thông tin người duyệt

Người duyệt:

Bộ phận:

Chức danh:

Thông tin trang thiết bị thanh lý:

Tên trang thiết bị:.....

Mã, ký hiệu (nếu có):

Nước sản xuất:

Năm sản xuất:

Vị trí lắp đặt:.....

Thời gian đưa vào sử dụng:

Thời gian ngừng sử dụng:.....

Lý do thanh lý:

.....

.....

Người đề xuất

Người duyệt

Giám đốc

Công ty TNHH LabHouse Việt Nam Phòng Xét nghiệm	Mã tài liệu: BM.11.QL.TC.018
--	------------------------------

PHIẾU BÁO CÁO SỰ CỐ THIẾT BỊ

Ngày giờ phát hiện sự cố:.....

Tên thiết bị:.....Mã TB:.....

Bộ phận xét nghiệm:.....

Người phát hiện sự cố:.....Chức vụ.....

Tên nhà cung ứng/sản xuất:.....

Mô tả chi tiết sự cố:.....

.....

.....

Hành động xử lý tức thời:.....

.....

.....

.....

Hành động khắc phục sự cố của nhà cung ứng/nhà sản xuất :

.....

.....

.....

.....

Theo dõi nếu cần thiết.....

.....

.....

Ngày.....tháng.....năm.....

NGƯỜI BÁO CÁO

(ký và ghi rõ họ tên)

Ngày.....tháng.....năm.....

QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ

(ký và ghi rõ họ tên)

Lần ban hành: 01.25	Lần sửa đổi: 0	Trang 1 / 1
---------------------	----------------	-------------

